




Rys. 3 Elektroforetyczny rozdział na 1,8 % żelu agarozowym produktów reakcji PCR. 1 – standard wielkości 100 bp DNA Ladder Ready to Load; 2 – standard wielkości 1 kb DNA Ladder Ready to Load; 3 – DNA z rośliny wzorcowej posiadającej gen restorer; 4 – DNA z rośliny wzorcowej z cytoplazmatyczną męską sterility; 5 – DNA z rośliny wzorcowej nie posiadającej genu restorera oraz CMS; 6-29 - DNA z roślin testowanych na obecność genu restorera oraz CMS; 30 – reakcja kontrolna bez matrycowego DNA.